

Great Lakes NOLA Protraction Headgear



Gesichtsmaske Headgear

300-306 Klein
300-307 Groß



Hickham Headgear

300-308 Klein
300-309 Groß

BESTELLINFORMATIONEN AUF DER RÜCKSEITE ►

Vorteile des NOLA Protraction Headgears:

- Der NOLA Gesichtsmaske Headgear ist leicht anzubringen und hat ein bequemes Kopfband.
- Der Hickham Headgear ist bequem beim Schlafen zu tragen, behindert nicht die Unterkieferbewegung und ist auch ideal für das Tragen am Tag.
- Der NOLA Protraction Headgear wurde entwickelt, um einzelne Zähne, Zahngruppen oder ganze Zahnbögen nach vorne zu bringen. Der Headgear ist vollständig einstellbar und bietet zwei Kinnkappen-Größen.

Behandlungsempfehlungen:

An den endständigen Zähnen befestigte Gummizüge wirken wie Klasse-III-Gummizüge auf den Oberkiefer. Mit anderen Worten: Sie tendieren dazu, den Biss zu öffnen, indem sie diese Zähne extrudieren. Es ist daher wünschenswert, dass die Gummibänder am vorderen Teil des Bogens befestigt werden. Dies gilt insbesondere für Fälle der Klasse III, bei denen der Zwischenkiefer in einem normalen Wachstumsmuster nach unten und vorne entwickelt werden muss.

Gelegentlich schwitzt der Patient in den ersten drei Tagen, in denen er die Kinnkappe trägt, übermäßig. Das Gewebe passt sich an und das Schwitzen hört normalerweise auf. Versuchen Sie nicht, das Problem zu beheben, indem Sie für die Luftzirkulation Löcher in die Kappe bohren. Die Luft wird nicht durch die Löcher zirkulieren und der Patient wird das fleckige Aussehen seines Kinns nicht mögen, wenn die Kappe entfernt wird. Sollte die Schweißbildung anhalten oder der Patient allergisch gegen Acryl sein, sind Stoffeinlagen verfügbar.

WICHTIGE ERINNERUNG FÜR ÄRZTE! Um das Risiko von Augenverletzungen zu vermeiden, sollten Sie Patienten und Eltern über die richtigen Sicherheitsvorkehrungen beim Anlegen und Abnehmen des Headgears informieren. Warnen Sie die Patienten auch vor wildem oder riskantem Spielen, während der Headgear angelegt ist.

ARTIKEL**BESTELL-NR.**

Protraction Headgear & Ersatzteile	
Kleine Gesichtsmaske Große Gesichtsmaske	300-306 300-307
Kleiner Hickham Großer Hickham	300-308 300-309
Kopfband für Hickham (beide Größen)	300-312
Stirnband und Kontermuttern für Gesichtsmaske (beide Größen)	300-313
Kontermuttern für Stirnband (2/Pkg)	300-314
Kunststoffschutzkappen (10/Pkg)	300-316



Great Lakes[®]
DENTAL TECHNOLOGIES

200 Cooper Avenue, Tonawanda, New York 14150 USA
greatlakesdentaltech.com | 800.828.7626
Great People. Great Products. **Great Lakes.**